

MODE D'EMPLOI DE LA MACHINE A POINTS NOIRS

« La machine à points noirs » est un appareil de beauté multifonctionnel conçu pour extraire les points noirs du visage, par un principe de fonctionnement :

- un « système d'aspiration unique » exfoliant, raffermissant, qui masse en douceur la peau du visage. Il en résulte une meilleure circulation sanguine et lymphatique, pour rendre la peau plus compacte, plus saine et lumineuse.

Sans danger et non toxique, composée de matériaux ABS écologiques, la machine à points noirs est fiable, certifiée CE Fcc RoHS, pour garantir votre sécurité lors de son utilisation.

PRECAUTION D'EMPLOI :

IMPORTANT:

Une application d'essai est nécessaire avant toute utilisation de l'appareil de beauté multifonctionnel. Testez-le sur tout votre avant-bras, dessus et dessous, pendant au moins 15 mns.

Si vous ne remarquez aucune réaction sur votre peau, vous pouvez l'utiliser.

Pour les peaux sèches ou abîmées, il est préférable de l'utiliser au strict minimum, 1 fois par semaine. Stimule le sang et le système lymphatique, aide à retrouver une peau saine et lumineuse. S'utilise pour les peaux ternes et fatiguées.

Ne restez pas plus de 3 secondes sur l'endroit à traiter avec embouts, des petits suçons ou hématomes peuvent survenir.

Dans l'éventualité où l'utilisation de la machine entrainerait des petits bleus ou de petites marques violacées, laissez reposer votre peau et recommencez le lendemain. Pour les peaux fines et sensibles, il est préférable d'utiliser la sonde N°2 : sonde de petite taille à forme circulaire, 1 fois par semaine.

Après chaque séance, ATTENTION, n'appliquez pas de produits exfoliants, astringents ou pour enlever les peaux mortes pendant les 3 jours suivant votre soin. La machine à points noirs (appareil de beauté multifonctionnel) n'est en aucun cas un produit miracle. C'est un appareil multifonctionnel de beauté, lequel complète vos soins hebdomadaires. N'en abusez pas.

Une utilisation de 1 à 2 fois par semaine est suffisante.

Ne pas laisser à la portée des enfants en bas âge.

L'utilisation de la machine à points noirs (appareil de beauté multifonctionnel) n'est pas appropriée pour les enfants de moins de 13 ans. Ne prêtez pas votre appareil multifonctionnel à d'autres personnes. Celui-ci vous est propre, ce qui vous convient ne convient pas obligatoirement à une autre personne, même de votre famille. En cas de doute, il est préconisé de prendre conseil auprès de votre spécialiste habituel.

UTILISATION :

1 - Mettez en charge votre appareil, pour une première utilisation chargez le avec le câble USB environ 6 heures et attendez que le voyant soit vert.

2 - Prenez l'appareil de beauté multifonctionnel et rentrez l'anneau de silicone dans l'encoche prévue à cet effet, en haut de votre machine.

3 - Pour bien dilater les pores de la peau et faciliter l'extraction des points noirs, appliquez une serviette chaude ou un gant chaud sur votre visage pendant 2 minutes, voire plus, selon votre type de peau.

4 - Essuyez votre visage (pas d'eau dans l'appareil).

5 - Prenez et allumez l'appareil, mettez le premier embout grosse taille circulaire.

6 - Faites glisser l'embout de bas en haut sur 1 à 2 cms à chaque fois, surtout ne restez pas au même endroit plus de 3 secondes.

7- Faites toutes les zones de votre visage (sauf les paupières et le dessous des yeux). N'appuyez pas trop fort, des rougeurs pourraient apparaître sur la peau.

8 - Continuez avec les autres embouts selon vos attentes (voir explication des Embouts).

Lorsque vous avez fini d'utiliser votre appareil de beauté multifonctionnel, vous pouvez appliquer un masque ou une crème extra douce pour terminer votre soin.

Utilisez l'appareil 1 à 2 fois par semaine (sauf pour les peaux très sèches, sèches, abîmées, fines et sensibles). Vous remarquerez après un certain temps une augmentation de l'élasticité de la peau, la circulation sanguine est améliorée dans le visage et celle-ci retrouve son éclat. Pour plus d'efficacité, faites un sauna facial pour dilater les pores avant votre séance d'extraction de points noirs. Ne déchargez pas complètement votre appareil, vous économisez la batterie et garderez votre machine plus longtemps.

NETTOYAGE DE L'APPAREIL ET DES EMOBOUTS :

Du fait de l'extraction des points noirs avec les embouts, des bactéries peuvent s'agglutiner dans ceux-ci. Il est fortement conseillé de stériliser les embouts dans l'eau bouillante ou d'acheter des lingettes désinfectantes pour matériel médical ou esthétique.

FILTRES DE REMPLACEMENT

Enlevez la tête d'aspiration et retirez le filtre usagé. Ne pas immerger l'appareil.

INFORMATION :

La Sté **ACDZ**, dont le siège se situe **183 chemin des Négadoux 83140 Six-Fours-les-Plages**, n'est pas et ne sera pas tenue responsable pour toute autre utilisation ou manquement aux précautions d'emploi et d'utilisation citées dans ce fascicule et demande aux utilisateurs le respect de ceux-ci.

« La machine à points noirs » (appareil de beauté multifonctionnel) est garantie 1 an. En cas de litige, se référer aux CGVS du site NAYCIA.FR
Vous pouvez contacter le service SAV sur : contact@naycia.fr

CARACTERISTIQUES :

- Matériaux ABS écologiques
- Quatre têtes différentes / sondes non abrasives
- (fabriquée avec une sonde diamantée microcristalline)
- Pile au lithium polymère, type batterie 450Ah-3,7V
- **Poids : 127,4 gr -Taille 18,5 x 4,5 x 4cm**

CONTIENT :

- 1 aspirateur à points noirs
- 1 câble USB
- 4 têtes / sondes non abrasives
- 4 filtres de remplacement
(Evitent l'entrée des impuretés dans la machine.)
- 2 Anneaux en silicone **(Servent à la stabilisation des têtes d'aspiration).**
- 1 mode d'emploi

1- Embout grande taille circulaire :

Conçu pour éliminer efficacement les points noirs par forte aspiration.
Convient à toutes les zones du visage, sauf les paupières et le dessous des yeux.

2- Embout petite taille circulaire :

Il est préférable d'utiliser celui-ci pour les peaux fines et sensibles. Convient à toutes les zones du visage, sauf les paupières et le dessous des yeux. Plus doux et délicat, il est conçu pour désincruster les points noirs quand l'embout grande taille ne peut le faire (pores trop serrés)

3- Embout elliptique :

Conçu pour rendre la peau plus élastique et compacte.

Utilisé pour enlever les micros sillons (ridules) sur le visage. Les séances avec cet embout elliptique rendent à la peau son élasticité. Convient à toutes les zones du visage, sauf les paupières et le dessous des yeux.

4- Embout Micro-Crystal :

Sert à exfolier la kératine et enlever les peaux mortes du visage. Stimule le sang et le système lymphatique, aide à retrouver une peau saine et lumineuse. S'utilise pour les peaux ternes et fatiguées. Convient à toutes les zones du visage, sauf les paupières et le dessous des yeux.

TRI SELECTIF DE LA BATTERIE

- La batterie rechargeable intégrée contient des substances qui peuvent nuire à l'environnement.
- Avant de jeter définitivement cet appareil, la batterie rechargeable doit être retirée.
- L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation lorsque l'on retire la batterie.
- La batterie doit être éliminée de façon sûre,
- Ne jetez pas la batterie ou l'appareil avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous de l'appareil et de la batterie conformément aux réglementations en vigueur.
- Déposez-les dans les bacs de collecte prévus à cet effet ou rapportez-les dans votre magasin. Ne jamais démonter, écraser ni percer la batterie.
- Ne la jetez pas dans un feu. • Ne l'exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne l'incinerez pas.